


A

ACCEDER AO PACIENTE

1 Acceder á lista de traballo “Mis pacientes citados en SALA”.



2 Acceder á Historia clínica do paciente.



3 Acceder ao sistema de laboratorio a través da árbore do paciente de IANUS. Abrir menú co botón dereito do rato sobre o episodio “A77.04 - Sospeita de infección debida a coronavirus, non confirmada”.




B

REXISTRAR O TEST RÁPIDO DE ANTÍXENOS (en función da área sanitaria)

A CORUÑA e LUGO: Sistema de laboratorio “Servolab”

4 Seleccionar a tarxeta da proba a realizar.



Seleccione el perfil de pruebas o la procedencia.

5 **Crear Petición**


6 Seleccionar o estudo correspondente “Test rápidos de antígenos”.

7 Pulsar o botón “Hoja de extracción”.



8 Rexistrar o resultado e a enquisa.

9 Pulsar botón “Aceptar”.



10 Mostrase un resumo, pulsar o botón “Confirmar”.




C

FERROL, OURENSE e VIGO: Sistema de laboratorio “Modulab”


4 Seleccionar o estudo correspondente “Test rápidos de antígenos” e o resultado do test.

5 Pulsar “Crear”.



6 Rexistrar a enquisa.

7 Pulsar botón “Crear”.




D

PONTEVEDRA e SANTIAGO: Sistema de laboratorio “Openlab”

4 Seleccionar o estudo correspondente “Test rápidos de antígenos”.

5 Pulsar “Enviar”.



6 Rexistrar a enquisa e o resultado do test.

7 Pulsar botón “Enviar”.

